

***Базисный** – термически устойчивый аккумулятор тепла, с широким рабочим температурным диапазоном, длительным сроком службы.

***Тандемный** – аккумулятор тепла, имеющий особые преимущества, позволяющие достигать значительно большего эффекта. У каждого тандемного аккумулятора тепла свои преимущества и особенности. Обладает ярким внешним видом. Для достижения более длительного срока службы, в термически нагруженных местах, применять совместно с базисными аккумуляторами тепла.

ПАСПОРТ на аккумулятор тепла марки **АНАКОНДА Серпентинит Глубинный®**



Назначение:	Аккумулятор тепла для печей и электрокаменок
Производитель:	ТАРАСОФФ ДАЙМОНД ТЕКНОЛОДЖИС
Линейка продукции:	Constantine Stone®
Торговая марка:	АНАКОНДА Серпентинит Глубинный®
Рабочие температуры:	В диапазоне от 158 до 371°C
Плотность:	Легкая 2550-2680 кг/куб.м
Твердость:	По шкале Мооса 2,8-3,2
К. теплопроводности:	Коэффициент теплопроводности от 2,3 до 2,9 Ватт/(Метр x Кельвин)
У. теплоемкость:	Удельная теплоемкость от 0,95 до 1,15 Килоджоулей/(Килограмм x Кельвин)
Температуропроводность:	Коэффициент температуропроводности от 4,2 до 11,3 кв. метр/секунда
Тип аккумулятора тепла:	Тандемный*
Состав аккумулятора тепла:	Серпентинит (народное название – змеевик)
Минеральный состав аккумулятора тепла:	Оливин, бастит, пироп, хлорит, хромит, магнетит, магнезит, опал, халцедон, антигорит, тремолит, гиперстен, плагиоклаз
Применение:	В каменках открытого типа применять совместно с Базисными (ОБЯЗАТЕЛЬНО) . Использовать в термически нагруженных местах прослойку из Базисных . Можно применять в электрокаменках. ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать в каменках внутреннего (закрытого) типа, а также в каменках печей со встроенным парогенератором, использующим в качестве источника генерации пара – закладку горной породы.
Технология добычи:	Безвзрывная технология добычи твердых горных пород на основе камнерезных установок с применением алмазных канатов
Технология производства:	Дробление-Фракционирование производится безударно, с применением высокого давления, сверхнизких температур и ультразвука; Мокрая галтовка
Обработка и стерилизация:	Плазменный обжиг органических проявлений; Абсорбция, ионный обмен, насыщение катионами в цеолитовом терминале; Сушка и стерилизация через фотокаталитический конвертер.
Упаковка:	Произведена асептически, т.е. стерильно
Особенности:	Галтованный; Обеспечивает высокую влажность, т.к. обладает способностью удерживать 10-15% химически связанной воды при высоких температурах. Не горит.
Прямая выгода и преимущества:	Невысокие затраты, при этом декоративно может заменить более дорогие нефрит и жадеит. Увеличивает действие лечебной части лекарственных препаратов (настоек, отваров, эфирных масел). При создании дизайнерских спа-центров и бань применяется декораторами как яркий верхний слой, воспринимаемый визуально, как дорогой и сказочный.

Лито-терапевтические свойства:	Помогает в борьбе с мигренью, способствует стабилизации скачков артериального давления, снимает нервное напряжение, полезен при лечении истерии и неврозов, активен против простудных заболеваний, воспалительных процессов в почках.
Срок эксплуатации:	Профессиональное использование: 2-4 года Любительское использование (1 раз в неделю): 4-6 лет

Преимущества и отличия:

АНАКОНДА Серпентинит Глубинный – эксплуатация ≈ 6 лет.	Преимущества АНАКОНДА Серпентинит Глубинный
Нефрит – эксплуатация ≈ 10 лет.	Уникальная особенность усиливать лекарственные свойства настоек, отваров, эф.масел; Не менее привлекательный внешний вид; Богатая история (свыше 5 тыс. лет). При этом цена в несколько раз дешевле.
Жадеит* – эксплуатация ≈ 4 года.	Уникальная особенность усиливать лекарственные свойства настоек, отваров, эф.масел; Не менее привлекательный внешний вид; Богатая история (свыше 5 тыс. лет). При этом цена в несколько раз дешевле.
Сургучная яшма – эксплуатация ≈ 2 года.	Уникальная особенность усиливать лекарственные свойства настоек, отваров, эф.масел; Более длительный срок службы; Отличный внешний вид; Богатая история; Положительный имидж.
Малиновый кварцит – эксплуатация ≈ 4,5 года.	Больше лито-терапевтических свойств; Отличный внешний вид; Богатая история; Положительный имидж.
Талькохлорит – эксплуатация ≈ 3,5 года.	Больше лито-терапевтических свойств; Отличный внешний вид; Богатая история; Положительный имидж.
Габбро-диабаз – эксплуатация ≈ 2 года.	Более длительный срок службы; В несколько раз больше лито-терапевтических свойств; Превосходный внешний вид; Богатая история; Положительный имидж.
Срок эксплуатации Лито-терапевтические свойства	

*Жадеитит – горная порода. Жадеит – минерал, входящий в состав горной породы Жадеитит.



Зоны укладки элементов аккумулятора тепла:

ОТКРЫТАЯ СЕТКА С ВНУТРЕННЕЙ (ЗАКРЫТОЙ) КАМЕНКОЙ	СУХОВОЗДУШНАЯ С ОТКРЫТОЙ СЕТКОЙ	ВНУТРЕННЯЯ (ЗАКРЫТАЯ) КАМЕНКА	ВСТРОЕННЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР	ЭЛЕКТРОКАМЕНКА	ОТКРЫТАЯ КАМЕНКА
НЕТ Нельзя использовать в данном месте ДА Можно использовать без ограничений в данном месте					